

PLANTARE SEMILAVORATO LINEA SINTETICI

ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE (Rev. 2 del 18.05.2015)

Descrizione del prodotto

I plantari della linea "Plantare semilavorato linea sintetici" sono dispositivi medici semilavorati che necessitano di essere adattati dal tecnico ortopedico, prima di essere consegnati all'utilizzatore, così da rispondere alle esigenze specifiche dell'utilizzatore e del medico prescrittore.

Sono disponibili in vari modelli, specifici per il trattamento di differenti patologie del piede. Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili nel catalogo generale della Pedsan s.r.l. o nel sito internet aziendale.

Inserimento del plantare nella calzatura

- 1) Togliere i plantari dalla confezione.
- 2) Allentare stringhe o cerniere che possano impedire il corretto inserimento del plantare nella calzatura.
- 3) Inserire ciascun plantare all'interno della relativa calzatura, inclinandolo di circa 45°, facendo aderire al fondo prima la parte anteriore e poi quella posteriore. Fare attenzione a non invertire il destro con il sinistro e il verso del plantare.
- 4) Procedere ad una allacciatura morbida della calzatura in modo da compensare eventuali problemi di iperpressione.

Il plantare potrà considerarsi correttamente inserito se, indossata la calzatura, si avvertirà una sensazione di perfetta conformità al piede, anche in funzione degli adattamenti apportati dal tecnico ortopedico abilitato.



ATTENZIONE: Indossate i vostri plantari solo con la calzatura d'accompagnamento prescritta unitamente al plantare o con calzature indicate dal tecnico ortopedico che vi ha fornito i plantari.

Per l'uso con calzature differenti e/o con altri dispositivi applicabili all'arto chiedete preventivamente conferma al medico prescrittore o al tecnico ortopedico per una verifica di funzionalità.

Tempi di utilizzo e controlli

Per la buona riuscita della terapia è necessario attenersi esattamente alle indicazioni del medico prescrittore. Pertanto, chiedete al medico o al tecnico ortopedico di indicarvi i tempi di utilizzo dei plantari e la frequenza dei controlli periodici.

Manutenzione

Per una maggiore durata nel tempo e per una corretta igiene è importante procedere ad una regolare pulizia dei vostri plantari. Strofinare delicatamente la superficie superiore dei plantari con una spugnetta inumidita di acqua e poco sapone neutro. Sciacquate con acqua fredda e poi, senza torcere né strizzare, lasciateli asciugare in un luogo ben ventilato, lontano da fonti di calore ed al riparo dai raggi del sole. La frequenza della pulizia deve essere rapportata al tempo di utilizzo, al tipo di sudorazione del piede ed alle condizioni ambientali. Un lavaggio ogni 10 giorni può essere indicato in caso di sudorazione media ed utilizzo regolare dei plantari per circa 10 ore al giorno.

(segue sul retro →)

Precauzioni d'uso e/o avvertenze importanti



ATTENZIONE: Leggete attentamente le seguenti raccomandazioni ed attenetevi ad esse per un utilizzo sicuro dei plantari.

- ❖ Non esporre i plantari ad intense fonti di calore ed ai raggi del sole. Ciò potrebbe compromettere le prestazioni previste dal fabbricante. Qualora notaste una variazione della forma originaria dei plantari dovuta ad un surriscaldamento, recarsi dal tecnico ortopedico per una verifica. I materiali con cui sono costruiti i plantari non sono ignifughi né ritardanti di fiamma pertanto, in caso di combustione accidentale, con o senza fiamma, evitare di respirare i fumi di combustione in quanto altamente tossici.
- ❖ Se la cute del piede non è perfettamente sana ed integra non deve mai venire a contatto diretto con il plantare. E' COMUNQUE SEMPRE CONSIGLIATO L'USO DI CALZE.
- ❖ Qualsiasi manifestazione patologica a carico del piede (edemi, irritazioni, dolori ecc.) deve essere subito segnalata al medico o al tecnico ortopedico. Vanno altresì segnalati eventuali incidenti o effetti indesiderati non descritti nelle presenti istruzioni d'uso.
- ❖ Una sudorazione eccessiva o acida del piede provoca una usura precoce del plantare.
- ❖ Evitare di conservare o riporre il plantare in ambienti umidi o salini.

Garanzia

I plantari sono garantiti 6 mesi dalla data di consegna su qualsiasi difetto di fabbricazione o di materiali impiegati. La garanzia viene riconosciuta solamente sui plantari originari, cioè su plantari che non devono essere già stati adattati dal tecnico ortopedico ne tantomeno consegnati all'utilizzatore.

La garanzia decade qualora i difetti fossero imputabili ad uso improprio, incuria o manomissione dei plantari o errato immagazzinaggio.

Qualora si manifestasse un difetto rientrante nei termini di garanzia la **Pedsan s.r.l.** provvederà alla eliminazione del difetto oppure alla sostituzione dei plantari.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

(Allegato VII Dir. n°1993/42/CEE e Decreto Legislativo n° 46/1997)

La ditta Pedsan s.r.l. in qualità di fabbricante dei plantari della linea "Plantare semilavorato linea sintetici", avendo soddisfatto gli obblighi previsti al punto 2 dell'allegato VII della Direttiva 1993/42/CEE e successive modifiche Dir. 2007/47/CEE

GARANTISCE E DICHIARA

che i suddetti plantari soddisfano le disposizioni applicabili delle sopraindicate norme europee in materia di dispositivi medici.

Maggio 2015
Pedsan s.r.l.

Il legale rappresentante
Isabella Bianconi

Fabbricato da:

PEDSAN s.r.l.
Via Sandro Penna, 112
06132 S. ANDREA DELLE FRATTE (PG) – ITALY
Tel. +39 075 5289118
Fax +39 075 5271853



SCHEDA DI MONITORAGGIO EVENTUALI INCIDENTI POST VENDITA

In caso di incidente inviare il presente tagliando via fax allo 075 5271853 oppure in busta chiusa al seguente indirizzo:

PEDSAN s.r.l. – Via Sandro Penna, 112 – 06132 S. ANDREA DELLE FRATTE (PG)

DATI DEL RECLAMANTE:

Nome Cognome

Via CAP

Città Tel. E-mail

DATI DEL DISPOSITIVO / ARTICOLO

Nome commerciale

Cod.Articolo LOT Misura

Acquistato presso

Descrizione degli incidenti o degli effetti indesiderati

Analizzeremo con cura le cause di quanto ci avete segnalato in conformità con quanto previsto dall'allegato VII delle Dir. CEE 1993/42, 2007/47 e successive modifiche ed integrazioni. Grazie.